


## 12 Slik kobler du Dexcom (G5 mobile/G6 app) til diasend® - Enkel synkronisering av Dexcom i din diasend®-konto

Krav:

- en diasend® Personal-konto – GRATIS for pasienter!
- en Android-telefon eller iPhone og Dexcom (G5 mobile/ G6 App).




- 1 Logg inn på din diasend® Personal-konto, og klikk knappen **Koble til app**.

Koble til app



- 2 Klikk **Koble til**-lenken for Dexcom .

Koble til



- 3 Logg inn med ditt Dexcom-**brukernavn** og **passord** for å godkjenne og legge til Dexcom (G5 Mobile/ G6 app) i din diasend® Personal-konto.